



A Febre Aftosa é uma doença infecto-contagiosa aguda, epidêmica e febril, que provoca a formação de vesículas na mucosa bucal, tetas e espaço interdigital dos animais ungulados (providos de cascos). É mais frequente em bovinos e suínos.

Método utilizados pelo LSA: ELISA 3abc, EITB e VAA para sorologia de animais susceptíveis e em trânsito.

Métodos utilizados pelo Lanagro: (Recife): Fixação de complemento e o isolamento em cultivo de células (Probang)

Quem pode solicitar o exame: Médico Veterinário do IMA.

Coleta das amostras: O soro, epitélio e Probang devem ser coletados pelo veterinário oficial, acondicionados em frascos, identificados, congelados ou resfriados e em caixa de isopor lacrada. O epitélio e o material esofágico faríngeo (Probang) devem ser acondicionados em frascos com meios especiais (líquido de Vallée para epitélio e MEM para Probang).

Valor da taxa: [Sob consulta](#)

Prazo de liberação de resultados: Até 10 dias úteis.

Pagamento: Por meio do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) emitido no Laboratório de Saúde Animal e nos [escritórios do IMA](#) ou em dinheiro pago no Laboratório.

Documentos necessários:

[Encaminhamento para exame de Febre Aftosa - cultivo celular](#)

[Formulário de exames de animais susceptíveis para ingresso em Zona Livre de Febre Aftosa](#)

[Manual de procedimentos para coleta de soro para Febre Aftosa](#)

□